



Penetrómetro dinámico ligero

Código: APAGEO-008

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El Penetrómetro Dinámico Ligero es un kit de apisonamiento para el control de la compactación de zanjas y plataformas (punta perdida de 10 cm²) o para la instalación de una sonda mini-presiométrica de 32, según la norma EN ISO 22476-2.

El objetivo de los ensayos de penetración dinámica es determinar in situ la resistencia del suelo y de la roca a la penetración dinámica de una pica.

El ligero penetrómetro dinámico de mano permite realizar ensayos de penetración dinámica con la menor masa (10 kg) de los penetrómetros dinámicos. El aparato sostenido por sus asas se colocará en posición vertical. La caída constante de la oveja (50 cm) permite la inserción de varillas con una punta normalizada en el suelo. A continuación, se mide la penetración de las varillas (graduadas cada 10 cm) durante un determinado número de golpes. La resistencia a la rotura bajo la punta del penetrómetro se expresa mediante la fórmula holandesa.

Ligera y compacta Rápida y fácil de usar Se presenta en un maletín de transporte.

- Apafor® 50
- Apafor® 100
- Equipo de penetración

Documentos del proveedor

- Extracto del Catálogo General - PDL
- Ficha técnica - PDL

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5




Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)