



Lanzaderas

Código: APAGEO-083

Marca: APAGEO

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Equipos de perforación y extracción de núcleos

Accesorios de perforación

Lanzaderas

El manguito es el elemento central de una puerta. Nuestras fundas se fabrican con un núcleo de láminas metálicas deformables incrustadas en caucho natural, lo que les confiere una excelente resistencia a las duras pruebas del lugar de inyección. Su óptima expansión garantiza un buen sellado, incluso en perforaciones con paredes irregulares, así como la facilidad de instalación y recuperación.

Nuestra gama consta de 9 diámetros de tacos, de 28 a 170 mm, que permiten un anclaje perfecto en taladros de 35 a 350 mm, en tacos simples y dobles. La gran mayoría de las solicitudes se refieren a los diámetros 30, 42, 54 y 74 mm, pero también están disponibles otros diámetros (85, 102, 130 y 170 mm).

Las longitudes estándar de la carcasa son 300, 500 y 1000 mm, pero se pueden ofrecer longitudes especiales bajo petición. La longitud estándar del tubo de inyección de las compuertas dobles es de 1000 mm, pero se puede ofrecer cualquier otra longitud y/o varillas/canales de extensión.

También ofrecemos obturadores de cable simples y dobles con un anillo especial que permite colocar el obturador (en el caso de un obturador doble, el superior) y mantenerlo justo detrás de la corona en el soporte del extractor.

También ofrecemos mangueras reforzadas de doble soldadura, que permiten tanto el inflado y la inyección de lechada o fluidos, como el descenso del tapón. Esto evita tener que utilizar un juego de varillas para la inyección y, por tanto, ahorra mucho tiempo en la obra, ya que elimina la necesidad de bajar y subir las varillas de inyección.

ENLACES ÚTILES

LugeoTEST

Barras de perforación

Accesorios

Sacatestigos de alambre

Instrumentos de control Piletest

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)