



Rectificadoras automaticas de extremos de cilindros y cubos de hormigon

Código: B-01-67-0451

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripcion general

Equipo de pulido para preparacion de muestras de hormigón, configurado para trabajar con probetas de 100 mm o 150 mm y disco diamantado de 8 pulgadas.

- **Opciones de probeta:** 3 unidades de 100 mm de diametro o 2 unidades de 150 mm de diametro
- **Rotacion del disco:** 1800 rpm
- **Control de avance de pulido:** 0,2 a 2,5 mm/min aprox.
- **Temporizador de pulido:** Temporizador electrico
- **Suministro de agua:** Automatico
- **Disco de pulido:** Disco diamantado de 8 pulgadas
- **Dimensiones (L x An x Al):** 600 x 850 x 1350 mm
- **Peso:** 290 kg
- **Alimentacion electrica:** 220 V / 380 V, 1 A, trifasica, 50/60 Hz

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-67-0451
Opciones de probeta	3 unidades de 100 mm de diametro o 2 unidades de 150 mm de diametro
Rotacion del disco	1800 rpm
Control de avance de pulido	0,2 a 2,5 mm/min aprox.
Temporizador de pulido	Temporizador electrico
Suministro de agua	Automatico
Disco de pulido	Disco diamantado de 8 pulgadas
Dimensiones (L x An x Al)	600 x 850 x 1350 mm
Peso	290 kg
Alimentacion electrica	220 V / 380 V, 1 A, trifasica, 50/60 Hz

Aplicaciones

Guia de compra



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Este equipo calza cuando se requiere pulir muestras cilíndricas de cemento antes de ensayos o verificaciones dimensionales, usando probetas de 100 mm o 150 mm.

Usos recomendados

Use esta máquina para preparación de probetas de cemento cuando necesite un pulido controlado con disco diamantado y avance regulable entre 0,2 y 2,5 mm/min.

Criterios de compatibilidad

Antes de cotizar, confirme el diámetro de probeta requerido, disponibilidad de alimentación trifásica 220 V / 380 V y espacio de instalación para 600 x 850 x 1350 mm.

Como validar si sirve

Verifique que el laboratorio trabaje con 3 probetas de 100 mm o 2 probetas de 150 mm por ciclo y que requiera suministro automático de agua durante el pulido.

Recomendación de compra

Recomendado para laboratorios de cemento que necesitan preparación repetible de muestras con disco diamantado de 8 pulgadas y velocidad de disco de 1800 rpm.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)