



Tamizadora motorizada Rotatap para tamices de 8 pulg y 200 mm

Código: B-01-200-0001

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tamizadora Rotatap automatica para ensayo granulometrico, usada para detectar tamano de particula mediante una base de maquina, tamices y mecanismo de transmision.

Aplicable a control de composicion granulometrica de particulas abrasivas generales, clasificacion de materiales superduros y verificacion de composicion por grado de material.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0001
Temporizador	1 - 60 minutos
Diametro de tamices	200 y 100 mm
Capacidad maxima de tamices	hasta 7 unidades
Oscilaciones por minuto	290 veces/min
Golpes por minuto	173
Altura de golpe	38
Carrera de rotacion	16
Dimension del producto	400 (L) x 700 (W) x 500 (H) mm
Dimension de embalaje	500 (L) x 800 (W) x 600 (H) mm
Peso aproximado	110 kg
Peso de embalaje	140 kg
Alimentacion	220-240 V, 370 W, 1 Ph, 50 / 60 Hz

Aplicaciones

Uso recomendado

Equipo para laboratorios que realizan clasificacion granulometrica de agregados y materiales particulados con tamices de 200 mm o 100 mm.

Criterios de seleccion

Seleccionar cuando se requiere ensayo conforme EN 932-5 o AASHTO T 27, capacidad de hasta 7 tamices, movimiento Rotatap y

alimentacion 220-240 V monofasica.

Compatibilidad rapida

Verificar diametro de tamices, altura de pila, disponibilidad electrica y peso de operacion antes de cotizar accesorios o tamices adicionales.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)