



Tamizadora motorizada version E

Código: B-01-200-0006

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tamizadora motorizada version E. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0006
Temporizador Set	1 min to 99 hour
Sieves Diameter	200 & 300 mm, 8" & 12" Diameter
Sieve Max Capacidad	up to 10 un. (for all sieve diameters)
Amplitud	Multi Level (Adjustable)
Dimensiones del producto	390 (L) x 440 (W) x 1370 (H) mm
Dimensiones de embalaje	490 (L) x 540 (W) x 360 (H) mm
Peso aprox.	39 kg
Peso embalado	50 kg
Alimentacion	220~240 V, 50 W, 1 Ph , 50 / 60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)