



Maquina digital de estabilidad Marshall 50 kN

Código: B-01-200-0224

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina digital de estabilidad Marshall 50 kN

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0224
Capacidad	50 kN
Velocidad de ensayo	50.8 mm/minutes
Cross Cabezal Travel	70 mm
Transducer Sensor	
Luz vertical	270 mm
Luz horizontal	285 mm
Dimensiones del producto	460 (L) x 420 (W) x 800 (H) mm
Peso aprox. del producto	75 kg
Alimentacion	220 ~ 240 V, 6 Amp, 50 / 60 Hz, 1 ph, 600 W

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)