

Extractor centrifugo Eco Smartz 3000G 1500G

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Extractor centrifugo Eco Smartz 3000G 1500G.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0230.1	B-01-200-0230.2
Capacidad	3000 g	1500 g
Velocidad	0 - 3600 r.p.m. (Adjustable)	0 - 3600 r.p.m. (Adjustable)
Dimensiones del producto (mm)	460 (L) x 515 (W) x 600 (H)	460 (L) x 515 (W) x 600 (H)
Dimensiones de embalaje (mm)	560 (L) x 615 (W) x 700 (H)	560 (L) x 615 (W) x 700 (H)
Peso aprox. del producto	70 kg	70 kg
Alimentacion	220 ~ 240 V, 550 W, 3A, 1 Ph, 50/60 Hz, 0.5 Hp	220 ~ 240 V, 550 W, 3A, 1 Ph, 50/60 Hz, 0.5 Hp

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)