



M?quina de ensayo de estabilidad Marshall Servotec 50 kN

Código: B-01-200-0235

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de ensayo de estabilidad Marshall 50 kN

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0235
Capacidad	50 kN
CBR Ensayo Velocidad	1.2 mm / min
Plunger Travel	100 mm
Luz vertical	680 mm
Luz horizontal	270 mm
Dimensiones del producto	440 (L) x 630 (W) x 1200 (H) mm
Dimensiones de embalaje	640 (L) x 830 (W) x 1400 (H) mm
Peso del producto	77 kg
Peso embalado	97 kg
Alimentacion	220~240 V, 370 W, 1 Ph, 50/60 Hz, 2.5 A

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)