



Mesa de fluidez ASTM C230, placa superior de latón de Ø 254 mm, motorizada o manual

Mesa de fluidez ASTM C230 motorizada, placa superior de latón de Ø 254 mm, caída de 12,7 mm, con controlador, molde de latón y pisón, 220~240 V.

Código: B-01-200-0240.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-200-0240.1
Tipo	Motorizada
Dimensiones del producto	310 (largo) x 255 (ancho) x 245 (alto) mm
Diámetro de la mesa	Ø 10" / Ø 254 mm (latón)
Altura de caída	12,7 mm
Peso de la mesa superior	9 lb / 4,08 kg
Velocidad	No informado
Peso aprox.	14,5 kg
Alimentación	220~240 V, 25 W, 1 fase, 50/60 Hz, 0,3 A, 0,034 HP
Incluye	Controlador; molde de fluidez de latón (diámetro interior superior 70 mm, diámetro interior inferior 100 mm, profundidad interior 50,8 mm); pisón de madera dura (13 x 25 x 150 mm)
Normas	ASTM C230, ASTM C1437

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)