



Baño María Le Chatelier

Código: B-01-200-0246

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Le Chatelier baño maria.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0246
Bano Dimensiones (mm)	530 (L) x 300 (W) x 420 (H)
Rango de temperatura	Ambient to 99°C (Boiling Point)
Peso aprox.	15 kg
Alimentacion	220~240 V, 4.7 kW, 50/60 Hz, 19 A

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)