



Dispositivo de compresión para prismas de mortero 40 x 40 x 160 mm

Código: B-01-200-0250

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

40 1 X 40 X 160 mm Mortero Prisma Compresion Dispositivo.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0250
Tamano de probeta	Portions of 40 x 40 x 160 mm
Dimensiones (mm)	115 Dia. x 175 (H)
Peso aprox.	5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)