



Maquina digital de compresion baja resistencia 300 1000kN

Código: B-01-200-0252

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina digital de compresion baja resistencia 300 1000kN.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0252
Capacidad & Sensitivity	300 till 1000kN (Upon request by user) x 0.1 kN
Max Vertical Clearance	228 mm
Luz horizontal maxima	240 mm
Compresion Plato Tamano	Superior: Ø220 mm, Bottom: 220 mm x 250 mm
Piston Ram Diametro y recorrido	200 mm x 80 mm
Dimensiones aprox. (mm)	355(L) x 885 (W) x 1210 (H)
Peso aprox.	600 kg
Alimentacion	220~240 V, 0.75 kW, 1 Ph, 50/60 Hz, 4.9 A

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)