



Medidor de aire incorporado para mortero, 1 L, EN 413/2 y DIN 1164

Medidor de aire incorporado para mortero, 1 L, Ø 180 x 330 mm, peso aprox. 4 kg, EN 413/2 y DIN 1164.

Código: B-01-200-0255.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-200-0255.1
Capacidad de llenado	1 litro
Clase del manómetro	Clase 1,0
Dimensiones	Ø 180 x 330 mm
Peso aprox.	4 kg
Alimentación	No informado
Normas	EN 413/2, DIN 1164
Incluye	1 copia del manual de instrucciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)