



Molde de retraccion

Código: B-01-200-0258

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Molde de retraccion.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0258
Material	Carbon Acero & Hierro fundido
Dimensiones de probeta (mm)	40 (W) x 160 (L) x 40 (H)
Dimensiones del molde	167 (W) x 207 (L) x 60 (H)
Peso	6.2 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)