



Dispositivo de deformacion transversal

Código: B-01-200-0260

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dispositivo de deformacion transversal.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0260
B-01-200-0260	Rectangular Bastidor (Template A) Bastidor use for probeta preparation to EN 12004 internal Dimensiones 280 x 45 mm, 5 mm thickness
B-01-200-0260	probeta Molde (Template B) Presion plate for probeta preparation to EN 12004 For ensayo probeta 300 x 45 mm, 3 mm thickness
B-01-200-0260	100N Peso for probeta preparation to EN 12004, dimensions 290 x 45 mm,100 mm thickness
B-01-200-0260	Ensayo Plantilla c/w Carga Anvil (M12 Female Thread)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)