



Dispositivo de compresion para cubos y prismas de mortero

Código: B-01-200-0261

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dispositivo de compresion para cubos y prismas de mortero.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0261
Tamano de probeta	(2") & 50 mm Cubo
Dimensiones (mm)	110 mm Dia. x 170 (H)
Peso aprox.	4.8 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)