



Maquina de ensayo de compresion y flexion 300 kN / 30 kN

Código: B-01-200-0269

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de ensayo de compresion y flexion 300 kN / 30 kN.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0269	B-01-200-0269
Modo de ensayo	Compresion	Flexion
Capacidad maxima	500 kN	30 kN
Carrera del piston	125 mm	60 mm
Rango de control de velocidad	0 ~ 10 kN/s	0 ~ 750 N/s
Luz vertical	280 mm	210 mm
Plato superior fijo de compresion	Ø 98 mm	Ø 88 mm
Plato inferior fijo de compresion	Ø 125	Ø 120
Velocidad Control Exactitud	≤ ±0.1 %	≤ ±0.5 %
Exactitud de carga	±1.0 %	±1.0 %
Resolucion	0.01 kN	0.1 N
Overall Dimensions (mm)	650(W) x 1400 (L) x 1460 (H)	650(W) x 1400 (L) x 1460 (H)
Alimentacion	220~240 V, 750 W, 1 ph, 50/60 Hz	220~240 V, 750 W, 1 ph, 50/60 Hz
Peso aprox.	600 kg	600 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)