



Autoclave con pantalla táctil

Código: B-01-200-0273

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Autoclave Pantalla tactil Version.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0273
Max. Working Presion	2.5 MPa
Presion Rango	2.0 ± 0.1 MPa
Volumen de camara	≥ 8.5 L
Rango de temperatura	Room temperatura to 220 °C
Holding & Cooling Time	0~99 hours
Control Method	Pantalla tactil + PLC Control
Pressurization Time	(0~2 ± 0.1 MPa; room temp~215.7 ± 1.3 °C): ≈ 60 min
Dimensiones	880 (L) x 540 (W) x 1225 (H) mm
Peso aprox.	107 kg
Input Voltaje	220~240 V, 2.2 kW

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)