



Tanque galvanizado de curado con valvula de drenaje

Código: B-01-200-0284

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tanque galvanizado de curado con valvula de drenaje.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0284
B-01-200-0284	1600 x 800 x 700 (144-200 nos 150 mm cubo)
B-01-200-0284	850 x 700 x 550 (60 nos 150 mm cubo)
B-01-200-0284	1220 x 1220 x 550 (108-192 nos 150 mm cubo)
B-01-200-0284	1440 x 1220 x 1000 (288-432 nos 150 mm cubo)
B-01-200-0284	2000 x 1550 x 550 (297-390 nos 150 mm cubo)
B-01-200-0284	2650 x 1300 x 850 (525-680 nos 150 mm cubo)
B-01-200-0284	1215 x 800 x 395 (for 80 nos 150 mm cubo)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)