



Tanque plástico de curado para probetas, de 60 a 280 cubos de 150 mm

Tanque plástico de curado para aprox. 60 cubos de 150 mm, dimensión interior superior 880 x 660 mm, altura total 730 mm.

Código: B-01-200-0285.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-200-0285.1
Dimensión interior superior (largo x ancho)	880 x 660 mm
Dimensión interior inferior (largo x ancho)	810 x 590 mm
Altura total	730 mm
Capacidad (cubos de 150 mm)	Aprox. 60

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)