



Tanque plastico de curado de servicio pesado

Código: B-01-200-0286

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Tanque plastico de curado de servicio pesado.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0286
Capacidad	550 litros (90 piezas. 150mm Cubes)
Internal Dimensiones	1000(L) x 900(W) x 610(H)mm
Dimensiones externas	1200(L) x 1000(W) x 775(H)mm
Peso aprox.	32.5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)