



S-630

Compuesto de yeso para refrentado de probetas, 350 o 630 kgf/cm², 25 kg

Compuesto de yeso para refrentado, resistencia a la compresión de 350 kgf/cm² (34 MPa), agua de mezcla 23 ~ 24 %, envase de 25 kg.

Código: B-01-200-0292.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-200-0292.1
Resistencia a la compresión	350 kgf/cm ² (34 MPa)
Proporción de agua de mezcla	23 ~ 24 %
Tiempo de curado	30 min
Peso del envase	25 kg por envase
Normas	ASTM C617, AASHTO T231

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)