



## Caja de arena para refrentado de cilindros

**Código:** B-01-200-0293

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Caja de arena para refrentado de cilindros.

## Especificaciones técnicas

| Especificacion   | Valor                          |
|------------------|--------------------------------|
| Modelo           | B-01-200-0293                  |
| Dimensiones (mm) | 380 (L) x 400 (W) x 560 (H) mm |
| Peso aprox.      | 34.5 kg                        |
| Alimentacion     | 220 V, 50/60 Hz, 1ph           |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)