



Dispositivo de tracción indirecta para cilindros de 100 x 200 mm y 150 x 300 mm, EN 12390-6 y ASTM C496

Código: B-01-200-0296

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dispositivo para realizar ensayos de tracción indirecta en probetas cilíndricas de distintos diámetros, según EN 12390-6 y ASTM C496.

La fuerza de tracción ortogonal resultante hace que la probeta falle por tracción.

Especificaciones técnicas

SKU	B-01-200-0296
Tamaño de probeta aplicable	Cilindros de 4" x 8" (100 x 200 mm) y de 6" x 12" (150 x 300 mm), diámetro x largo
Dimensiones del embalaje	350 (largo) x 250 (ancho) x 280 (alto) mm
Peso aproximado	18 kg
Incluye	Placa superior de carga (1); base de empaque con guía de resorte (1)
Accesorios opcionales	Tiras de empaque de 4 x 10 x 350 mm (EN 12390-6:2000), 100 unidades por paquete; tiras de empaque de 4 x 15 x 350 mm (EN 12390-6:2009 / EN 1338), 100 unidades por paquete
Normas	EN 12390-6, ASTM C496

Aplicaciones

Ensayo de tracción indirecta en probetas cilíndricas, según EN 12390-6 y ASTM C496.

Las tiras de empaque son accesorios opcionales y se venden por paquete. Confirme con Cotecno el tipo de tira que exige la edición de la norma que usted aplica.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)