



Molde plastico hibrido para cubos de 100 mm

Código: B-01-200-0302

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Molde plastico hibrido para cubos de 100 mm.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0302
Peso aprox.	0.9 kg
Dimensiones	134 x 340 x 117 mm (LxWxH)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)