



Molde de retraccion 75 x 75 x 300 mm

Código: B-01-200-0312

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Molde de retraccion 75 x 75 x 300 mm.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0312
Dimensiones (mm)	347(L) x 97(W) x 86(H)
Dimensiones de probeta (mm)	75 x 75 x 300 mm
Material	Polish Surface Mild Acero
Peso aprox.	7.5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)