



J Anillo Appratus

Código: B-01-200-0323

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

J Anillo Appratus.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0323
Type of J-Ring	Narrow Gap J-Ring
Bar Diameter	Ø 18 mm
Numero of Bar	16 Bars
Anillo Diameter	Ø 300 mm
Dimensiones del producto	910 (L) x 905 (W) x 310 (H) mm
Dimensiones de embalaje	1010 (L) x 1020 (W) x 500 (H) mm
Peso aprox.	29.3 kg
Peso embalado	50 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)