



hormigon Pocket Penetrometro

Código: B-01-200-0332

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

hormigon Pocket Penetrometro.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0332
Dimensiones (mm)	19 x 162
Peso aprox.	300 g
Rango	0.25 to 4.5 kg/cm2
Scale Divisions	0.25 kg/cm2
Carga Piston	6 mm Dia.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)