



Maquina de ensayo de flexion

Código: B-01-200-0338

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina de ensayo de flexion.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0338
Capacidad maxima	50 x 0.01 kN sensitivity
Unidad de visualizacion	controlador Eco-Smartz con pantalla tactil
Max, Vertical Ensayo Space	300 mm (H) x 550 mm (W)
Carga tasa	0.02 kN/s - 2 kN/s (Depend on probeta Stiffness)
Distance between Inferior Rollers	400mm Max.
Memory Storage	550 Ensayo Result
Dimensions Aprox.	830 (L) x 663 (W) x 1135 (H)
Alimentacion	240 V, 0.37 kW, 3 A, 1Ph, 50 / 60 Hz
Peso aprox.	225 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)