



Shrinkage molde

Código: N/D
Marca: Belltronic
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Shrinkage molde.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0340
4046 X / 002	Specimen Dimension
75x75x280 mm	100x100x400mm
Material	Polish Surface Mild Steel
Mould Dimension	347(L)x97(W)x86(H)mm
445(L)x144(W)x113(H)mm	Mould Appx. Weight
8 kg	18 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)