



Perforadora eléctrica de testigos para laboratorio y terreno, hasta 168 o 250 mm

Perforadora eléctrica de testigos de 2,3 kW, diámetro máximo de perforación de 168 mm, 1900 r/min en vacío; broca de testigo se pide por separado.

Código: B-01-200-0373.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	B-01-200-0373.1
Potencia nominal de entrada	2,3 kW
Diámetro máximo de perforación	168 mm
Tensión nominal	110/220 V
Frecuencia nominal	50 / 60 Hz
Velocidad en vacío	1900 r/min
Peso	14,8 kg
Incluye	Tubo de agua; tarugo de pared; juego de herramientas (3 llaves hexagonales)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)