



In Situ Cbr

Código: B-01-200-0378

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

In Situ Cbr. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0378
Dimensiones del producto	1230 (L) x 262 (W) x 290 (H) mm
Peso aprox.	78 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)