



Core Cutter Set

Código: B-01-200-0382

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Core Cutter Set. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0382
Dimensiones (mm)	150 (L) x 150 (W) x 1200 (H)
Peso aprox.	9,5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)