



Motorizado Unconfined Compresion

Código: B-01-200-0387

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Motorizado Unconfined Compresion. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0387
Capacidad	5 kN
Max. V. Clearance	300 mm
Max. H. Clearance	140 mm
Velocidad Rate (50 Hz)	1.0 mm/min
Dimensiones (mm)	310 (L) x 190 (W) x 540 (H)
Peso aprox.	16 kg
Alimentacion	220 V, 50 / 60 Hz, 1 ph, 0.25 Hp

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)