



Linear Shrinkage molde

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Linear Shrinkage molde. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0389.1	B-01-200-0389.2
Tamano de probeta	140 (L) x 12.5 (R) mm	254 (L) x 12.5 (R) mm
Dimensiones	160 (L)x32(W)x 20(H) mm	274(L).x32(W)x 20(H) mm
Material	Brass	Brass
Peso aprox.	0.25 kg	0.40 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)