



Muestra Tube Extruder 38mm Diameter

Código: B-01-200-0409

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Muestra Tube Extruder 38mm Diameter. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0409
Dimensiones (mm)	Ø 75 x 670 (H)
Ram Travel	320 mm (L)
Peso aprox.	11 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)