



Equipo de ensayo de impacto Clegg

Código: B-01-200-0446

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Equipo de ensayo de impacto Clegg. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0446
Código alternativo	CIST/882/4.5K
Dimensiones de embalaje (mm)	710 x 130 x 130 (LxWxH)
Peso aprox.	6.2 kg
Alimentacion	3V (2 x AA batteries)

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)