



Extensómetro mecánico

Código: B-01-200-0506

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Mechanical Extensometer Me 101.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0506
Rango de medicion	0 to 25.4 mm
Resolucion	0.001 mm
Medidor Length (Adjustable)	10 to 200 mm
Thickness or Diameter of Specimen	Up to 50 mm
Dimensiones (mm)	155 (L) x 100 (W) x 350 (H)
Peso aprox.	4 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)