



Maquina universal servohidraulica de ensayo 2000 kN, version traccion simple

Código: B-01-200-0508

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina universal servohidraulica de ensayo 2000 kN, version traccion simple.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0508
Capacidad maxima de ensayo	2000 kN
Clase de maquina	Clase 0 - 5T
Error relativo del valor indicado	±1%
Rango efectivo de medicion	1% - 100 % F S (Full Rango sin binning)
Rango de medicion de deformacion	1% - 100 % F S
Error relativo de indicacion de deformacion	±1%
Error relativo de indicacion de desplazamiento	±1%
Resolucion de desplazamiento	0.001 mm
Error relativo del control de tasa de esfuerzo	±2%
Error relativo del control de tasa de desplazamiento	±1%
Rango de ajuste del control de tasa de deformacion	0.00025/s / 0.0025/s
Error relativo del control de tasa de deformacion	±2%
Control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	0.3% - 100% F S
Error relativo del control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	≤1%
Velocidad de movimiento del piston	190 ~ 240 mm / min
Espacio maximo de compresion	500 mm
Espacio maximo de traccion	800 mm
Distancia efectiva entre 2 columnas	580 mm
Carrera del piston	800 mm
Velocidad de ensayo	Max. 190 mm/min
Tamano de probeta redonda	Ø20 - Ø70 mm
Tamano de probeta plana	Max. 50 mm Thick
Tamano de plato de compresion	180 mm x 350 mm
Dimensiones del bastidor	1100(L) x 800(W) x 3600(H) mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Dimensiones de consola de control	790(L) x 730(W) x 1600(H) mm
Alimentacion	380~415V, 3ph, 4kW, 8.1A, 50/60 Hz
Peso de consola de control	300 kg
Peso del bastidor	5600 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)