



Extensómetro electrónico axial

Código: B-01-200-0535

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Extensómetro electrónico axial

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0535
B-01-200-0535-600/25	Código alternativo
GL500 / D25	GL600 / D25
Medidor Length (mm)	500
600	Deformacion (mm)
25	Exactitud Grade
Level 0.5	Voltaje

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)