

Microdurómetro con pantalla táctil

Código: B-01-200-0552

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Micro Dureza de ensayo Pantalla tactil.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0552
Metodo de visualizacion	LCD Display
Distance from indenter to maquina wall	105 mm
Altura maxima de probeta	90 mm
Alimentacion	AC 220V $\pm$ 5%, 50 / 60 Hz
Dimensiones del producto	490 x 340 x 570 mm
Peso	40 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)