



Maquina universal de ensayo servo-hidraulica para cordon de acero 2500 kN

Código: B-01-200-0560

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Universal maquina de ensayo 2500kN Servo Hydraulic Multi Alambre acero Strand B-01-200-0560

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0560
Capacidad maxima de ensayo	2500kN
Clase de maquina	CLASS 1
Relativa error of indicated Value	±1%
Rango efectivo de medicion	1%-100%FS
Rango de medicion de deformacion	1%-100%FS
Relativa error of Deformacion Indicator	±1%
Relativa error of Displacement Indicator	±1%
Resolucion de desplazamiento	0.001mm
error relativo del control de tasa de esfuerzo	±2%
error relativo del control de tasa de desplazamiento	±1%
Rango de ajuste del control de tasa de deformacion	0.00025/s /0.0025/s
error relativo del control de tasa de deformacion	±2%
Control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	0.3% - 100% F S
error relativo del control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	≤1%
Velocidad de elevacion del travesano	350 mm/min
Espacio maximo de compresion	1000 mm
Espacio maximo de traccion	1200 mm
Distancia efectiva entre 2 columnas	743 mm
Carrera del piston	250 mm
Velocidad de ensayo	Max. 100 mm/min
Tamano de probeta redonda	Ø20- Ø70 mm
Tamano de probeta plana	Max. 50 mm Thick
Tamano de plato de compresion	240 mm x 240 mm
Dimensiones (Bastidor) (mm)	1235 x 850 x 3115 (LxWxH)
Dimensiones (Control Console) (mm)	790 x 730 x 1600 (LxWxH)



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Alimentacion	380~415V, 3ph, 6kW, 50/60 Hz
Peso de consola de control	300 kg
Peso del bastidor	6500 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)