



Maquina universal servohidraulica de ensayo 1000 kN, version traccion simple

Código: B-01-200-0562

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Maquina universal servohidraulica de ensayo 1000 kN, version traccion simple.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0562
Capacidad maxima de ensayo	1000 kN
Clase de maquina	Clase 0.5
Error relativo del valor indicado	±1%
Rango efectivo de medicion	1% - 100 % F S (Full Rango sin binning)
Rango de medicion de deformacion	1% - 100 % F S
Error relativo de indicacion de deformacion	±1%
Error relativo de indicacion de desplazamiento	±1%
Resolucion de desplazamiento	0.001 mm
Error relativo del control de tasa de esfuerzo	±2%
Error relativo del control de tasa de desplazamiento	±1%
Rango de ajuste del control de tasa de deformacion	0.00025/s / 0.0025/s
Error relativo del control de tasa de deformacion	±2%
Control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	0.3% - 100% F S
Error relativo del control de retencion de fuerza, deformacion y desplazamiento	≤1%
Velocidad de movimiento del piston	190 ~ 240 mm/min
Espacio maximo de compresion	500 mm
Espacio maximo de traccion	700 mm
Distancia efectiva entre 2 columnas	580 mm
Carrera del piston	700 mm
Velocidad de ensayo	Max. 190 mm/min
Tamano de probeta redonda	Ø40 mm Max.
Tamano de probeta plana	Max. 40 mm Thick
Tamano de plato de compresion	205 mm x 180 mm
Dimensiones del bastidor	950(L) x 670(W) x 3250(H) mm



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Dimensiones de consola de control	790(L) x 730(W) x 1600(H) mm
Alimentacion	380~415V, 3ph,4kW,8.1A, 50/60 Hz
Peso de consola de control	300 kg
Peso del bastidor	3600 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)