



Carga Proving Anillo

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Carga Proving Anillo. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	Descripcion	Medidor Resol.(mm)	Attachment	Height (mm)	Peso
B-01-200-0575.1	1.0 kN (100 kgf) Proving Anillo	5 x 0.002	M16 x 2.0	201	1.2 kg
B-01-200-0575.2	2.0 kN (200 kgf) Proving Anillo	5 x 0.002	M16 x 2.0	203	1.3kg
B-01-200-0575.3	3.0 kN (300 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	203	1.4 kg
B-01-200-0575.4	5.0 kN (500 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	196	1.5 kg
B-01-200-0575.5	10.0 kN (1000 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	196	1.6 kg
B-01-200-0575.6	20.0 kN (2000 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	225	2.0 kg
B-01-200-0575.7	30.0 kN (3000 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	247	3.8 kg
B-01-200-0575.8	50.0 kN (5000 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	248	4.5 kg
B-01-200-0575.9	100.0 kN (10000 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	250	5.0 kg
B-01-200-0575.10	40.0 kN (4000 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	253	4.0 kg
B-01-200-0575.11	60.0 kN (6000 kgf) Proving Anillo (Complete con Calibration Cert.)	5 x 0.002	M16 x 2.0	251	4.5 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)