



Multifunction Paleta Termo Anemometro

Código: B-01-200-0665

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Multifunction Paleta Termo Anemometro. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0665
Código alternativo	Modelo 9671
Velocidad del aire	Velocidad del aire
Rango	118 to 6299 ft/min (0.6 to 32 m/s)
Exactitud	±5% of reading or last significant digit
Resolucion	0.1 ft/min (0.1 m/s)
Tiempo de respuesta	1 second
Temperatura	Temperatura
Rango	-4 to 140°F (-20 to 60°C)
Exactitud	±1°F (±0.6°C)
Resolucion	0.10%
Tiempo de respuesta	60 seconds
Relativa Humedad	Relativa Humedad
Rango	0 to 100%
Exactitud	±3% @ 25°C from 10 to 90% RH. Outside this rango :±5%
Resolucion	0.10%
Tiempo de respuesta	60 seconds
Volumen de aire	Volumen de aire
Rango	0 to 99999 (CFM or m³/s)
Exactitud	5% of reading or last significant digit
Resolucion	0.1 (0 to 9999.9) or 1 (10000 to 99999)
Tiempo de respuesta	1 second
Bulbo humedo	Bulbo humedo
Rango	-7.6 to 158°F (-20 to 70°C)
Resolucion	0.1°F/°C
Medidor	Medidor



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Pantalla	1x1.8"(26x45mm)
Serial Communications	9600 bps,8 data bits,no parity
Alimentacion Requirement	(4)AAA Alkaline Batteries,incluidas user replaceable
Battery Life	100 hours
Paleta Diameter	3" (77mm)
Peso	6 oz (170g)
Agency Approvals	CE

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)