



4 Column Rigid Reaction Bastidor 1000 Tons

Código: B-01-200-0686

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

4 Column Rigid Reaction Bastidor 1000 Tons. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0686
Dimensiones del producto (mm)	1105 (W) x 800 (L) x 1928 (H)
Dimensiones de embalaje (mm)	1205 (W) x 900 (L) x 2028 (H)
Peso aprox.	2300 kg
Peso embalado	2350 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)