



Dial Medidor Calibrator

Código: B-01-200-0688

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Dial Medidor Calibrator. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0688
Plantilla	Arm positions adjustable to accommodate up to 50mm Micrometer Cabezal
Dimensiones	280 x 80 x 85 mm
Peso aprox.	2.7 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)