



Bano de enfriamiento digital

Código: B-01-200-0691

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Bano de enfriamiento digital. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Especificacion	Valor
Modelo	B-01-200-0691
Rango de temperatura	5°C to 80°C
Exactitud	± 0.1°C
Both Capacidad	30 litres
External Flujo Rate	12 liters / min
Dimensiones	600 (L) x 870 (W) x 1120 (H)
Potencia de calentamiento	3000 watt
Potencia de enfriamiento	800 watt
Alimentacion	200 V, 50/60 Hz , 1Ph
Aprox. Peso.	95 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)