



Pulverizador de muestras de laboratorio

Código: B-01-200-0694

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Pulverizador de muestras de laboratorio. Producto cargado desde ficha Belltronic como referencia tecnica de proveedor.

Especificaciones técnicas

Modelo	B-01-200-0694
Max. Feeding Tamano	≤ 13 mm
Peso of Charge	≤ 100 g
Discharge Granularity	0.075 - 0.175 mm
Pulverizing Duration	2 - 5 min
Dimensiones (mm)	310 (W) x 310 (L) x 365 (H)
Peso aprox.	31 kg
Alimentacion	220 V, 1 ph, 0.5 Hp, 50/60 Hz

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)