

Rotor angular para centrifuga 8*15 ml

Código: B2-01-010416-R08

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Rotor angular para centrifuga 8 x 15 ml

Especificaciones técnicas

No.	Rotor	Capacidad	Velocidad maxima (rpm)	FCR max. (xg)	Adaptador
R08	Rotor angular	8*15 ml	5000	3300	/

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)